

2023年

4月1日から

フィットテストの実施が

義務化

## 溶接ヒューム測定フィットテストについて

## 使用規格

JIS T 8150

## 実施者

フィットテスト実施者に対する教育実施要領(厚生労働省)の教育マスクフィットテスト実施者養成研修を受講し、十分な知識及び技能を有する者。

## 測定頻度と報告書の保存について


溶接ヒュームの濃度測定結果に基づいて呼吸用保護具(マスク)を選択・使用し、1年に1回のフィットテストを行い、その結果報告書を3年間保存する必要がある。

フィットテスト測定装置  
(定量的フィットテスト)

マスクフィットテスター  
AccuFIT9000® PRO



MODEL 3000-31



## 総合水研究所のフィットテスト実施の流れ

事務所や会議室等のテスト実施場所がない場合は測定車でフィットテストを実施出来ます。お1人様10~20分程度の測定となります。日程や詳細は下記にお問い合わせ下さい。



 株式会社 **総合水研究所**

〒590-0984 大阪府堺市堺区神南辺町1-4-6  
TEL 072-224-3532 FAX 072-224-3257  
mail : sougou@mizuken.com

お問い合わせはフリーダイヤル

 **0120-86-3345**

<http://www.mizuken.com>

受付時間：10：00～17：00 担当：石原・大川・秋山

## フィットテストのご案内 測定の流れ

事業所様と総合水研究所

1年に1度のフィットテスト実施日打合せ

あらかじめフィットテスト対象者の氏名、使用マスクのメーカー型式リストを作成してお送りください。

貴社事務所または測定車でフィットテスト実施  
(決められた時間にお越しください。)

測定  
念のため、予備マスクを持参してください。

後日報告書送付

報告書は3年間事業所で保管

